

- 본 제품은 의료기기입니다.
- 허가(인증·신고)번호: 서울수신07-648호
- 품목명: 부목

작성연월 : 2025년 01월 03일

■ 사용목적

신체(허리, 무릎, 목 등)의 일부분을 압박, 고정하는 지지 기능이 있는 기구. 캐스팅 테이프(Casting tape)와 치과용 부목을 포함하되, 받혀주거나 지지하는 기능이 없는 것은 제외한다.

■ 보관 또는 저장방법

직사광선, 습기가 없는 곳에 보관

■ 사용방법

- 1) 한 사람이 환자의 머리와 목부분이 중립으로 정렬이 되도록 잡고 안정 상태를 유지한다.
- 2) 두 번째 사람이 적절한 크기의 칼라를 골라 앞쪽 턱부분에 맞추어 칼라를 착용하고 탭으로 잠근다.

■ 사용시 주의사항

- 1) 본 제품은 반드시 의사 또는 병원의 지시하에 면허가 있는 숙련자에 의해서만 사용되어야 한다.
- 2) 본 제품의 잘 훈련되고 제품에 익숙한 사람에 의하여 사용되어야 하며, 제품적용 전에 사용법을 반드시 숙지하여야 한다.
- 3) 본 제품은 환자의 고정용으로만 사용되어야 한다.

■ 부작용보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)