

- 본 제품은 의료기기입니다.
- 허가(인증·신고)번호: 서울수신15-1489호
- 품목명: 압박용밴드

작성연월 : 2025년 01월 03일

■ 사용목적

혈액이 괴는 것을 방지하거나 신체의 일부분을 탄력으로 압박 또는 잡아주는 기구. 보온 또는 흘러내림 방지와 찰과상 예방 및 충격완화 등의 목적으로 사용하는 스포츠 용품은 제외한다.

■ 보관 또는 저장방법

보관시 직사광선을 피한다.

■ 사용방법

- 1) 누워있는 환자 골반 밑으로 벨트를 끼운다.
- 2) 벨트를 골반에 착용한다.
- 3) 적당한 힘으로 '딸깍' 소리가 날때까지 양쪽으로 당겨 압박한다. 알맞은 압박 후에 과도한 압박을 중지하도록 되어있다.

■ 사용시 주의사항

- 1) 압박시 과도하게 압박이 가해지지 않도록 한다.
- 2) 사용부위에 상처가 있을 경우 직접 접촉하지 않는다.
- 3) 본 제품은 골반고정부목으로 의도된 용도 이외의 목적으로 사용하지 않는다.
- 4) 보관시 직사광선을 피한다.

■ 부작용보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)