

- 본 제품은 의료기기입니다. (일회용/재사용금지)
- 허가(인증·신고)번호: 서울수신15-755호
- 품목명: 호흡기용마스크

작성연월 : 2025년 01월 03일

■ 사용목적

인공호흡을 하거나 산소를 공급하기 위하여 사용하는 마스크 등의 기구

■ 보관 또는 저장방법

온도 -30℃ ~ 50℃, 습도 85%

■ 사용방법

- 1) 포장 및 제품이 파손여부를 확인 한다.
- 2) 제품의 사용방법을 숙지한다.
- 3) 마스크에 손상과 오염을 방지하기 위해 손 부위를 세척하거나 무균장갑등을 이용하여 마스크를 꺼낸다.
- 4) 환자의 얼굴에 장착한다.
- 5) 커넥터를 이용해 호스와 연결한다.

■ 사용시 주의사항

사용설명서를 숙지하고 올바르게 사용한다.

구급소생마스크의 용도(벤틸레이션, 마취용) 외 다른 용도로는 사용하지 않는다.

유효기간 3년.

사용온도 : -18℃ ~ 40℃

보관온도 : -30℃ ~ 50℃

보관습도 : 85%이하

■ 부작용보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)